



Personaalne kiirguskaitse

AmRay on eriline

AmRay on ülemaailmselt tunnustatud meditsiiniliste isikukaitsevahendite tootja. Meie kvaliteetsed ja ergonoomilised riietusesemed ning tarvikud on ülimalt mugavad ning tagavad maksimaalse kaitse.

Meie suure valiku plii- ja pliivabade põlled väljatöötamisel on osalenud tunnustatud radioloogiatehnikud jt meedikud. Lisaks tähendab meie pikk kogemus, et mõistame **mugavuse ja kaitse** vajalikkust.

Me valmistame just Teile sobivate mõõtude, kinnitusviisi ja värvitooniga röntgenpõllesid. AmRay on valmistanud kõrge kvaliteediga röntgenpõllesid ja tarvikuid alates 1985. aastast pakkudes valdkonna juhtivale ettevõttele omaseid garantiisid.

Kõik AmRay põlled on valmistatud Iirimaa vastavalt EÜ ISO 9001:2000 standarditele, neil on CE-sertifikaadid ja nad vastavad EÜ nõukogu direktiivi EÜ89/686/EMÜ artiklile 11B.

AmRay pakub kõige laiemat valikut isikukaitsevahendeid – *me kaitseme personali ja patsienti pealaest jalatallani.*

Valdkonna parim garantii



AmRay on maailmas ainus kiirguskaitsepõlled tootja, kes pakub oma toodetele 2 aastast garantiid. Me usaldame oma tooteid, sest

- meil on 25 aastane kiirguskaitsepõlled valmistamise kogemus Iirimaa asuvas kvaliteedikontrolliga ja elektroonilise jälgitavusega ISO sertifikaadiga tehases;
- kõik esemed valmistatakse individuaaltellimuse alusel käsitsi ekspertõmblejate poolt, kelle kollektiivne kogemus ületab 100 aastat;
- meie ergonoomilised pliipõlled valmistatakse kvaliteetsetest materjalidest viisil, mis tagab mugavuse, kaitse ja pika kasutusaja.

Röntgenpõlled

**AmRay
LEAD FREE**

Unikaalne pliidi asendavate keemiliste ühendite segu tagab AmRay pliivaba põlle kasutamisel täieliku kaitse, kuid kaalub traditsioonilisest pliipõllest 30% vähem. Seda eelistavad pikemaajad protseduure teostavad meedikud.

**AmRay
LIGHT PLUS**

Plii kombinatsioon komposiitmaterjaliga vähendab AmRay Light Plus põlle kaalu 15% traditsioonilise pliipõllega võrreldes.


**AmRay
LIGHT**

100% pliipõll. Täiuslik lahendus lühiajaliste protseduuride jaoks.

Sisukord

Kiirguskaitsepõlled

Vest & seelik	4
Eriprotseduuride põll	5
Esiküljega põll	6
Kahepoolne põll	7
Kittelpõll	7
Operatsioonipõll	8
Amray klassikaline põll	8
Hambaravipõlled	9
Ortopantomogrammi keep	9
Laste põlled	10



Põlleda disainivalikud

Värvikaart	11
Materjalivalikud	11
Monogrammide valikud	11



Täiskasvanute mõõdutabel

12



Laste mõõdutabel

13

Isikukaitsevahendid

Vööd & seljatoed	14
Käsivarre & labakäe kaitsed	14
Sääre & labajala kaitsed	15
Töötaja kaitsekindad	15
Suguelundite kaitse	16
Munasarjade kaitse	16
Seljakaitsed	16
Kaitsetekid	16



Põlleda hoidmine

Seinale kinnitatavad riputuspuud	17
Liigutatavad riputuspuud	17



Kaitseprillid

Ekraanid	18
Prillid	19
Panoraamkatted	20



Kaitsesirmid

Röntgenkaitsega liigutatavad sirmid	21
Röntgenkaitsega liigutatavad sirmid	22
Lauaalused röntgenpõlled	22



Kaitsekardinad

Intensiivravi kaitsekardinad	23
------------------------------	----



Juhtimisboks

Röntgenkaitsega juhtboks	23
--------------------------	----



Vest & seelik (põlled – mudel 03)

Populaarne valik kauakestvaid kardioloogilisi, neuroloogilisi ja uroloogilisi protseduure teostavatele meedikutele. Kaheosaline ergonomiline disain väsitab pikaajaliselt kasutamisel vähem ning vähendab koormust seljale ja õlgadele. AmRay pakub palju erineva tegumoe ja kinnitusvariantidega põllesid rahuldades kõige erinevamad eelistusi ja pakkudes optimaalset mugavust.



Vest 44
Kahepoolne vest takja- või pandlakinnitusega kõhul. Täielik kaitse ees- ja taga.



Vest 45
Täielik kaitse ees- ja taga elastse selga toetava ja mugava takjakinnisega. Takjakinnise või pandlaga.



Vest 46
Selga toetavad ja mugavust lisavad ristuvad elastsed ribad elastsete takjakinnistega. Takjakinnisega või pandlaga.



35 cm ülekatte
Kahekordse kaitse
tagamiseks.



Vest 31
35 cm eesmise hõlma
ülekatte, õlakinnitustega.



Täieliku seljakaitsega
vest 45.



Ristuv seljakaitse. Vest 46.



Seelik 04. Suure ülekattega esipaneelid tagavad kahekordse kaitse. Võõga takjakinnis. **Seelik 04NM.** Sarnane eelnevaga. Mugavust suurendab seljapaneeli sisekülje elastne toetus.



AmRay mugavus

- ✓ Paindlik kaheosaline mudel, mille lai seelikuosa tagab hea liikuvuse
- ✓ Hea õhu liikuvus pikkade protseduuride ajal tagab mugavuse
- ✓ Polsterdatud õlad väldivad nihkumist ettepoole ja vähendavad koormust õlgadele
- ✓ Üliplehmed materjalid tagavad täieliku painduvuse
- ✓ Mugavad elastsed takjakinnitused
- ✓ Ühtlaselt õlgade ja puusade vahel jagunenud raskus vähendab väsimist
- ✓ Individuaalsed mõõdud
- ✓ Standardina rinnataskuga
- ✓ Saadaval kinnitatava kilpnäärme kaitsega
- ✓ Monogrammivõimalus

AmRay kaitse

- ✓ Nii vest* & seelik on eest topeltkaitset pakkuva täieliku ülekattega
- ✓ Täielik kaitse ees ja taga
- ✓ Valikus 0,25 mm Pb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb ja nende kombinatsioonid

*ainult Vest 31

Eriprotseduuride põll 50/25 (mudel 01)

Üheosaline eriprotseduuride põll pakub kasutajale maksimaalse kaitse ja mugavuse. Mugav ja ergonoomiline 20/50 põll sobib ideaalselt pikemat aega kestvatele kardioloogilistele, neuroloogilistele ja uroloogilistele protseduuridele.



35 cm ülekatte tagab kahekordse kaitse



**2 YEAR
GUARANTEE**

AmRay mugavus

- ✓ Ühtlaselt õlgade ja puusade vahel jagunenud raskus vähendab väsimist
- ✓ Elastsed takjakinnised õlgadel ja kehatüvel tagavad mugavuse
- ✓ Polsterdatud õlad väldivad nihkumist ettepoole ja vähendavad koormust õlgadele
- ✓ Ülipehmed materjalid tagavad täieliku painduvuse
- ✓ Alaselga toetavate ja raskust õlgadelt puusadele jaotavate vööde valik
- ✓ Lai seelikuosa tagab hea liikuvuse
- ✓ Individuaalsed mõõdud
- ✓ Standardina rinnataskuga
- ✓ Saadaval kinnitatava kilpnäärme kaitsega
- ✓ Monogrammivõimalus

AmRay kaitse

- ✓ 35 cm esiosa ülekatte tagab kahekordse kaitse
- ✓ Täielik kaitse ees, taga ja külgedel
- ✓ Valikus 0,25 mm Pb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb ja nende kombinatsioonid



Õlal asuv pannal- või takjakinnis väldib põlle nihkumist ettepoole.

Pannal



Takjakinnis



Valik vöö ja tagaosas kinnitusi. Täpsemalt vt lk 14.

Ainult esiküljega põll (mudel 07)

Ainult esiküljega põll sobib kasutamiseks tingimustes, kus kaitset vajab ainult kehatüve esikülg. Pakkudes igal juhul täielikku kaitset, on kasutajal võimalik vastavalt isiklikule eelistusele valida kolme erineva kinnitusviisi vahel. Selline disain tagab hea painduvuse ja liikuvuse, seega alati suurima võimaliku mugavuse.



AmRay mugavus

- ✓ Polsterdatud õlad väldivad nihkumist ettepoole ja vähendavad survet õlgadele
- ✓ Valikus sobiva suurusega elastsed takjakinnitused (kinnis C)
- ✓ Kinnis tagab raskuse ülekande õlgadelt puusadele vähendades väsimist ja pinget seljaosale
- ✓ Võimalik osta koos kilpnäärme kaitsega
- ✓ Standardina rinnataskuga
- ✓ Monogrammivõimalus

AmRay kaitse

- ✓ Valikus 0,25 mmPb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb ja nende kombinatsioonid

Kinnis B

Kinnis C



Kinnis A
Takjakinnis õlgade vahel



Kinnis B
Kiiresti avatav pannal reguleeritava vööga.



Kinnis C
Elastne takjakinnis aitab reguleerida suurust. Alaselja toetus ja raskuse ülekande õlgadelt puusadele.

Kahepoolne põll (mudel 05)

Täielik kaitse kehatüve esi- ja tagaküljele.
Erinevad kinnised, sh takjakinnis või pannal
vastavalt individuaalsele eelistusele.



- ✓ Polsterdatud õlad väldivad nihkumist ettepoole ja vähendavad survet õlgadele
- ✓ Valikus takjakinnis ja pannal
 - Ühelt küljelt avanev
 - Mõlemalt küljelt avanev
 - Üks õlg kinni
- ✓ Valikus takjakinnis või pandlaga vöö
- ✓ Saadaval kinnitatava kilpnäärme kaitsega
- ✓ Standardina rinnataskuga
- ✓ Monogrammivõimalus

AmRay kaitse

- ✓ Täielik kaitse ees, taga ja külgedel
- ✓ Valikus 0,25 mm Pb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb ja nende kombinatsioonid

Kittelpõll (mudel 06)

Kittelpõll on ümber keha kantav kaitsepõll.

Kitlina kantav põll kinnitub hõlpsalt avatavate pannaldega. Saadaval erinevat tüüpi vöödega, mis pakuvad alaseljale lisatuge ja kannavad raskuse üle õlgadelt puusadele.



- ✓ Polsterdatud õlad väldivad nihkumist ettepoole ja vähendavad survet õlgadele
- ✓ Valik lisavöösid alaselja toestamiseks, mis aitavad veelgi kanda raskust õlgadelt puusadele
- ✓ Individuaalsed mõõdud
- ✓ Lai seelikuosa tagab vaba liikumise
- ✓ Standardina rinnataskuga
- ✓ Monogrammivõimalus

AmRay kaitse

- ✓ Täielik kaitse ees, taga ja külgedel
- ✓ Valikus 0,25 mm Pb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb ja nende kombinatsioonid

Hõlpsalt eemaldatav operatsioonipõll (mudel 08)

Hõlpsalt eemaldatav takjakinnisega operatsioonipõll katab ainult esikülje ja on seega kiiresti ja hõlpsalt eemaldatav ilma steriilsust rikkumata.



2 YEAR GUARANTEE

AmRay mugavus

- ✓ Kiiresti vabastatav takjakinnis säilitab steriilsuse
- ✓ Polsterdatud õlad väldivad nihkumist ettepoole ja vähendavad survet õlgadele
- ✓ Saadaval kinnitatava kilpnäärme kaitsega
- ✓ Monogrammivõimalus

AmRay kaitse

- ✓ Täielik esiosa kaitse
- ✓ Valikus 0,25 mmPb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb

Klassikaline Amray põll (mudel 09)

Klassikaline Amray põll on ainult esiosaga ning mõeldud kasutamiseks tingimustes, kus põlle tuleb korduvalt selga panna ja ära võtta. Siiski ei tehta vähimatki allahindlust kaitsele ja mugavusele. Valmistatud vastupidavast PVC-st, mida on lihtne sageli lapiga puhastada. Materjal on mustust hülgav ja rebenemiskindel. Ideaalne lühiajaliseks kasutamiseks.

Saadaval ainult vinüülist või nailonist.



2 YEAR GUARANTEE

AmRay mugavus

- ✓ Kiiresti avatavat vööd & pannalt on võimalik kanda põlle all või selle peal
- ✓ Kiiresti avatav vöö & pannal aitab raskust ühtlaselt jaotada õladele ja puusadele vähendades väsimust
- ✓ Ülipehmed materjalid tagavad täieliku painduvuse
- ✓ Monogrammivõimalus
- ✓ Individuaalsed mõõdud
- ✓ Madala hinnaga funktsionaalne põll

AmRay kaitse

- ✓ Täielik esiosa kaitse
- ✓ Valikus 0,25 mmPb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb ja nende kombinatsioonid

Hambaravis kasutatavad põlled (mudel 10)

Välja töötatud spetsiaalselt patsiendi kaitseks hambaraviprotseduuride ajal. Põll on saadaval kas klõpsatava kilpnäärme kaitseta või ilma selleta.



AmRay mugavus

- ✓ Praktiline takjakinnis on hõlsalt kinnitav ja lahtivõetav
- ✓ Kergesti puhastatav materjal on väga hügieeniline
- ✓ Valikuline kilpnäärme kaitse
- ✓ Täiskasvanute ja laste suurused

AmRay kaitse

- ✓ Valikus 0,25 mmPb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb

Ortopantomogrammi keep (mudel 11)



Sobiv keep ortopantomogrammide tegemiseks tagab patsiendi kehatüve esikülje ja õlgade täieliku kaitse.

Röntgenkaitsega kraed

Amray kaitsekrae kaitseb kilpnääret kõikidest suundadest. Saadaval iseseisvana või põllele kinnitatavana.



Tüüp A



Tüüp B: 8 cm



Tüüp B: 12 cm



Kinnitav



AmRay mugavus

- ✓ Praktiline takjakinnis on hõlsalt kinnitav ja avatav
- ✓ Pehme materjal tagab mugavuse
- ✓ Mustust hülgev materjal
- ✓ Värvide ja mudelite valik

AmRay kaitse

- ✓ Täielik esiosa kaitse
- ✓ Valikus 0,25 mmPb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb

Laste kaitsepõlled

Tõhus kaitse saavutatakse sobiva suurusega kaitsevahendite kasutamisel. AmRay pakub suurima valiku laste suuruses kaitsepõllesid. Lisaks järgneva disainiga standard suurustele on võimalik vajadusel valmistada ka muid suurusi. Värvikaardilt leiate kõik värvivalikud.



**Seelik
(mudel 04)**



Laius 34 cm x pikkus 41 cm
Saadaval 0,25 mmPb, 0,35 mmPb & 50 mmPb

**Kahepoolne põll
(mudel 05)**



Laius 41 cm x pikkus 67 cm
Saadaval 0,25 mmPb, 0,35 mmPb & 50 mmPb ja nende kombinatsioonides

**Kittelpõll
(mudel 06)**



Laius 41 cm x pikkus 67 cm
Saadaval 0,25 mmPb, 0,35 mmPb & 50 mmPb ja nende kombinatsioonides

**Ainult esiküljega
põll (mudel 07)**



Laius 41 cm x pikkus 67 cm
Saadaval 0,25 mmPb, 0,35 mmPb & 50 mmPb. Kinnis A, B või C.

**Hambaravi põll
(mudel 10)**



Laius 41 cm x pikkus 70 cm
Plii ekvivalent 0,50 mmPb.

Seljakaitse



Laius 25 cm x pikkus 25 cm
Plii ekvivalent 0,50 mmPb.
Muud suurused eritellimisel.

Värvikaart

Materjal Flex-DC: Roheline/ tumesinine/ türkiis/ sinine/ tumepunane/ lilla

Vinüül: sinine

Sätendav: Sinine/ tumesinine/ roosa

Laste motiividega: dalmaatslased

Triibuline: Punane/ tumepunane/ sinine/ kollane/ tumesinine/ roheline/ valge



Materjalivalik



Flex-DC

Flex-DC – Flex-DC on unikaalne AmRay poolt spetsiaalselt väljatöötatud materjal. Flex-DC on kerge ja painduv, kuid väga vastupidav. Painduvus tagab kasutusmugavuse ja liikuvuse vältides voltide teket painutamisel, istumisel või toetamisel. Polüuretaankate tagab hõlpsalt puhastatava ja mustusthülgava, seega väga hügieenilise pinna.

Kõikidel põlledel on mugavuse suurendamiseks pehme nailonvooder.



Sätendav

Sätendaval materjalil on puhastatavuse ja mustusthülgavate omaduste parandamiseks lisakiht. Materjal on kulumiskindel ning hea puhastatavus tagab kõrged hügieenistandardid.

Kõikidel põlledel on mugavuse suurendamiseks pehme nailonvooder.



Vinüül

Vinüül – kulumiskindel materjal. Hõlpsasti puhastatav ja mustusthülgav. Sobib piiratud eelarvega osakondadesse ja kohtadesse, kus pideva kasutamise aeg on piiratud.

Monogramm

AmRay võib tikkida põlletaskutele logo, osakonna nime ja/ või Teie nime. Palun täpsustage tellimisel.

Taskule trükitud



Takjakinnisel või õmmeldud



Triibud



Osakonna identifitseerimiseks on valikuna võimalik kasutada triipe. Triipude ja värvide valik.

Täiskasvanute mõõdutabel

50/25 MÕÕTKE ÕLGADEST PÕLVINI							
Suurus	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Rind	91	97	107	113	120	123	132
Pikkus	90	100	100	100	100	100	100
Tellimisel	91x90	97x100	107x100	113x100	120x100	127x100	132x100
Seelik ja vest (vest sarnane 50/25 rinnamõõduga)							
Suurus	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Rind	91	97	107	113	120	123	132
Pikkus	51	54	60	64	64	64	64
Tellimisel	91x90	97x100	107x100	113x100	120x100	127x100	132x100
Seelik							
Suurus	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Rind	91	97	107	113	120	123	132
Pikkus	47	57	57	57	100	100	100
Tellimisel	91x90	97x100	107x100	113x100	120x100	127x100	132x100
Kittelpõll							
Suurus		S	M	L	XL	2XL	3XL
Rind		97	107	113	120	123	132
Pikkus		100	100	100	100	100	100
Tellimisel		97x100	107x100	113x100	120x100	127x100	132x100
Ainult esiosaga & klassikaline põll							
Suurus		S	M	L	XL	2XL	3XL
Õlgade laius		36	42	42	50		
Esi-/ tagaosa		55	60	75	75		
Pikkus		90	100	110	120		
Tellimisel		55x90x36	60x100x42	75x110x42	75x120x50		

Õlgade laiused 36, 42 ja 50 tellimisel. Kõik õlgade, laiuse + pikkuse kombinatsioonid tellimisel.

Kahekordne põll							
Suurus		S	M	L	XL	2XL	3XL
Õlgade laius		36	42	42	50		
Esi-/ tagaosa		55/65	60/60	60/75	60/75		
Pikkus		90	100	110	120		
Tellimisel		55x90x36	60x100x42	75x110x42	75x120x50		

Õlgade laiused 36, 42 ja 50 tellimisel. Kõik õlgade, laiuse + pikkuse kombinatsioonid tellimisel.

Laste mõõdutabel

Laste kitteltüüpi põll			
Suurus	S	M	L
Vanus	0-4 aastat	5-8 aastat	9-12 aastat
Laius	42-52 cm	44-54 cm	47-64 cm
Pikkus	62 cm	66 cm	77 cm

Laste seelik			
Suurus	S	M	L
Vanus	0-4 aastat	5-8 aastat	9-12 aastat
Laius	51 cm	56 cm	61 cm
Pikkus	30 cm	41 cm	51 cm

Kahepoolne põll	
Laius	41 cm
Pikkus	67 cm

Esiosaga põll	
Laius	41 cm
Pikkus	67 cm

Hambaravis kasutatav põll	
Laius	41 cm
Pikkus	70 cm

AmRay isikukaitsevahendid

Tänapäevaste kiirguskaitsevahendite hulgast leiate alati ka ka AmRay tooted, mis on mugavad ning tagavad parima kaitse nii meditsiinitöötajatele kui patsientidele. AmRay lai valik kiirguskaitsetooteid on viimastel aastatel veelgi kasvanud ning praeguseks on valikus suurim hulk erinevaid kiirguskaitsevahendeid.

Vööd & alaseljatoed

Pliipõlle vöö soodustab raskuse ülekandumist õlgadelt puusadele muutes põlle oluliselt mugavamaks. AmRay pakub ka vajadusel alaselga toetavaid mudeleid.

AmRay mugavus

- Täiustatud ja mugavamad mudelid raskuse ümberjaotumisega õlgadelt puusadele
- Tarnitakse eraldi või kinnitatuna pliipõllele (õmmeldud või needitud)
- Valikuline elastne seljatugi
- Kiiresti vabastatav vööpannal



Vöörihm
(vöö A)



Elastne selja toetus
(vöö B)



Supervöö

Reguleerimine nööri
tõmmates tagab sobitumise
kehaga ja mugavuse

Käsivarre & labakäe kaitse

Õlak/ lühike varrukas

Tarnitakse õmmelduna põllega
või takjakinnitusega
(tuleb tellida koos põllega)



- ✓ Käte & käsivarre liikuvus ei ole häiritud
- ✓ Säilunud käeosavus
- ✓ Hõlpsalt kinnitatav takjakinnis
- ✓ Kaitsetase 0,50 mmPb

Käsivarre kaitse



Labakäe kaitse



Sääre ja labajala kaitse

- ✓ Täielik sääre ja labajala kaitse
- ✓ Sääre ja labajala kaitset on saadaval üksikutena või komplektina



Säärekaitse



Labajala kaitse

Töötaja kaitsekindad

Mudel: 34LG

- ✓ Tagatud hea haaramisvõime
- ✓ Üheosalised painduvast pliivinüulist kindad
- ✓ Mugavuse parandamiseks kaasas sisekinnas
- ✓ Suurused: S / M / L
- ✓ Värv: beež
- ✓ Kaitse: 0,25 mmPb, 0,35 mmPb, 0,50 mmPb



Patsiendi kaitsevahendid

meeste



Mudel: TAM00S/MT T-Shield

Meeste suguelundite kaitse

3 osast koosnev komplekt

Suurused:

väike	0-9 aastat
keskmine	9-14 aastat
suur	14+

Kaitse: 0,50 mmPb või 1 mmPb

meeste



Mudel: AMGS Triangle

Meeste suguelundite kaitse

22 cm pikkused küljed

Kaitse: 0,50 mmPb

naiste



Mudel: AMOS/F

Naiste suguelundite kaitse

4 osast koosnev komplekt

Takjakinisega vöö paigaldamiseks

Kaitse: 0,50 mmPb või 1 mmPb



Seljakaitse

Kaitse: 0,50 mm Pb

Suurus	L (cm)	W (cm)
1	20	25
2	30	30
3	35	40
4	40	50

Takjakinise või
pandlaga.
Muud suurused
tellimisel.



Mudel: Kaitsetekid

Universaalne patsiendikaitse

Kerge plii

Valmistatakse tellimisel

Kaitse: valikus 0,25 mm Pb, 0,35
mmPb, & 0,50 mm Pb

Põlled hoidmine

Põlled korrektne hoidmine kasutamiskordade vahel pikendab oluliselt nende kasutusaega. AmRay pliipõllesid on võimalik korrektsel hoidmisel ja käsitsemisel kasutada aastaid. Sellele mõeldes pakume väga erinevaid põlled riputuspuud, mis aitavad pikendada AmRay põlled kasutusaega oluliselt üle lubatud 3 aastase garantiiperioodi.

Seinale kinnitatavad riputuspuud



Mudel 076943
Üksikpuu

3 riputuspuud põlledele
Pööratavad toed
Valmistatud pulbervärvitud terasest



Mudel 076944
Kaksikpuu

6 riputuspuud põlledele
Pööratavad toed
Valmistatud pulbervärvitud terasest



Mudel 082239
Mitmikpuu

10 riputuspuud põlledele
Pööratavad toed
Roostevabast terasest konstruktsioon

Eraldiseisvad liigutatavad riputuspuud



Mudel 082238
Liigutatav mitmikpuu

10 riputuspuud põlledele.
Lukustatavad rattad.
Roostevabast terasest
pööratavad riputuspuud.
Pulbervärvitud terasraam.



Mudel 076945
Liigutatav mitmikpuu

6 riputuspuud põlledele.
Lukustatavad rattad.
Pööratavad riputuspuud.
Stabiilne pulbervärvitud
teraskonstruktsioon.



Mudel 076947

Kindahoidik



Mudel 082236
Põlled konksud

Pliipõlled riputuskonks
Sobiv seinale ja
liigutatavale riputuspuule.

Röntgenpiltide ekraanid

Kvaliteetsed röntgenpiltide vaatamiseks mõeldud ekraanid on diagnostika alustalaks. AmRay pakub üle 60 kõikjale sobitava ekraanimudeli. Valikuteks on seinale kinnitatavad, seina süvistatavad, ratastele kinnitatavad ja lauamudelid.

Ekraanid vastavad direktiividele 93/42/EMÜ, 89/336/EMÜ ja EN601-1:1999.


Röntgenpiltide ekraanid



AMV 21
Toide: 230V 50 Hz
Voolutarve: 295 VA
Valgustihedus: 4200 cd/m² 25%
Valgustiheduse reguleerimine: JAH
Ekraani suurus: 72 x 43 cm
Kaitseklass: 1
Mõõdud: 510 x 92 mm
Kaal: 13,5 kg



AMV 41
Toide: 230V 50 Hz
Voolutarve: 615 VA
Valgustihedus: 4200 cd/m² 25%
Valgustiheduse reguleerimine: JAH
Ekraani suurus: 144 x 43 cm
Kaitseklass: 1
Mõõdud: 1460 x 510 x 92 mm
Kaal: 26,3 kg



AMV 81
Toide: 230V 50 Hz
Voolutarve: 1220 VA
Valgustihedus: 4200 cd/m² 25%
Valgustiheduse reguleerimine: JAH
Ekraani suurus: 144 x 96 cm



AmRay kvaliteetsed mammograafiaekraanid pakuvad röntgenpildi vaatamiseks optimaalset kollimatsiooni ja valgustihedust.

Kaitseprillid

Kvaliteetsete pliiprillide kasutamine on väga soovitatav, sest inimese silm on kiirgusele väga tundlik ja kergesti haavatav. AmRay pakub laia valikut stiilseid ja praktilisi prille nii medikutele kui patsientidele retseptiga ja retseptivabalt.

Mudel: 53 Wrap



- ✓ Kontuursed Wrap raamid on mugavad ja turvalised
- ✓ Purunemisohu vähendamiseks valmistatud painduvast nailonist
- ✓ Kerged – ainult 90 g
- ✓ Sadulakujuline tugi jaotab prillide raskuse ühtlasele ninale
- ✓ Lisakaitset pakuvad pliiklaasist katted külgedel
- ✓ Standardvärvid: punane/ must/ sinine/ pruun
Teised värvid saadaval tellimisel
- ✓ Kaitse: pliiequivalent - 0,75 mmPb (+/-0,05)
Ees / 0,50 mmPb küljeklaasid
- ✓ Saadaval: Plano (retseptita), Single Rx, progressiivsed

Mudel: 74S



- ✓ Laia vaatealaga vinüülpõlükarbonaadist pliiprillid
- ✓ Valikulised kerged küljekatted lisakaitseks põikikiirte eest
- ✓ Kaal ainult 80 g
- ✓ Värvid: sinine/ läbipaistev
- ✓ Kaitse: 0,75 mmPb (+/-0,05) ees / 0,50 mmPb / 0,50 mmPb küljekatted (valikulised)
- ✓ Saadaval: Plano (retseptita), Single Rx, BiFocal Rx, progressiivsed

Mudel: Maxi Designer Range



- ✓ Populaarne kombinatsioon moekusest ja mugavusest
- ✓ Raami kuju tõttu on väga sobiv optilistele klaasidele
- ✓ Kaal ainult 63 g
- ✓ Värvid: must/ hõbedane / sinine
- ✓ Kaitse: pliiequivalent - 0,75 mmPb (+/-0,05) ees / 0,50 mmPb küljeklaasid
- ✓ Saadaval: Plano (retseptita), Single Rx, BiFocal Rx, progressiivsed

Mudel: Fitover



- ✓ Need ülisuured ja katvad prillid sobivad olemasolevate prillide peale
- ✓ Raami tihedalt kulmude vastu ulatuv ülaserv kaitseb pritsmete eest
- ✓ Kaal 92 g
- ✓ Plii ekvivalent, ees: 0,75mm Pb
- ✓ Plii ekvivalent, küljekatted: 0,35mm Pb

Mudel: 400PSM Panorama Shield



- ✓ Panoraamvaatealaga pliiga impregneeritud akrüülist näokaitse
- ✓ Täismahus reguleeritav näokaitse on hajuskiirguse kaitseks paigaldatav muudetava nurga all
- ✓ Reguleeritavad rihmad nii pealael kui pea ümber
- ✓ Kaal 350 g
- ✓ Kaitse: 0,1mm pliikattega akrüül

Mudel: 450FPM Täismask



- ✓ Panoraamvaatealaga pliiga impregneeritud akrüülist näokaitse
- ✓ Reguleeritavad rihmad nii pealael kui pea ümber
- ✓ Pea ümberrõõ on muudetav regulaatorist keerates
- ✓ Kaal 395 g
- ✓ Kaitse: 0,1mm pliikattega akrüül

Kõik panoraamvarjestusega mudelid

- ✓ Alati pühkige pehme lapiga puhtaks
- ✓ Olge puhastamisel hoolikas, sest abrasiivsed ained võivad kriimustada pliiakrüüli
- ✓ Ei ole steriliseeritav kõrgel temperatuuril ega kõrge rõhuga

Röntgenkaitsega liigutatavad sirmid

Liigutatavaid sirme kasutatakse personali kaitseks erinevate protseduuride ajal. Lisaks on parima tööpiirkonna ülevaate tagamiseks võimalik valida erinevaid klaase. Meie meeskond suudab lahendada kõik Teie erivajadused.



AMS – 076999

- ✓ Laialdaste kasutusvõimalustega liigutatav sirm
- ✓ Täiesti nähtamatu hügieeniline, hõlpsalt puhastatav PVC kate
- ✓ Piduritega rattad
- ✓ Standardina 2 mm plii, ülejäänud tellimisel
- ✓ Unikaalne vaatepaneel 2 mm Pb ekv.
- ✓ Standardsuurus L83 cm x K190 cm
- ✓ Standardne klaasi suurus L30 cm x K40 cm
- ✓ Muud suurused tellimisel



AMS – 076986

- ✓ Laialdaste kasutusvõimalustega liigutatav sirm
- ✓ Täiesti nähtamatu hügieeniline, hõlpsalt puhastatav PVC kate
- ✓ Piduritega rattad
- ✓ Standardina 2 mm plii, ülejäänud tellimisel
- ✓ Unikaalne vaatepaneel 2 mm Pb ekv.
- ✓ Standardsuurus L83 cm x K190 cm
- ✓ Standardne klaasi suurus L68 cm x K68 cm
- ✓ Muud suurused tellimisel



AMS – 076990

- ✓ Laialdaste kasutusvõimalustega 3-osaline liigutatav sirm
- ✓ Täiesti nähtamatu hügieeniline, hõlpsalt puhastatav PVC kate
- ✓ Piduritega rattad
- ✓ Standardina 2 mm plii, ülejäänud tellimisel
- ✓ Unikaalne vaatepaneel 2 mm Pb ekv.
- ✓ Standardsuurus 145 cm x 190 cm (33+83+33 cm)
- ✓ Standardne klaasi suurus L30 cm x K40 cm
- ✓ Muud suurused tellimisel



AMS - 076993

- ✓ Reguleeritava kõrgusega (115 cm - 190 cm) sirm
- ✓ Pliiakrüülist ülemine sektsioon (0,5 mmPb ekv.) tagab laia vaatevälja
- ✓ Lamineeritud alumine osa standardina 1 mmPb (teised variandid tellimisel)
- ✓ Piduritega rattad
- ✓ Valikuline lisasiin
- ✓ Mõõdud: 76 cm x 190 cm (täielikult lahtitõmmatuna)



AMS - 076994

- ✓ Reguleeritava kõrgusega (115 cm - 190 cm) sirm patsiendi kohale nihutamist võimaldava äralõigatud nurgaga
- ✓ Reguleeritav kõrgus 145 cm - 177 cm
- ✓ Nihutatav reguleeritav alumine sirm kaitse maksimeerimiseks laua kõrval seistes
- ✓ Standardina mõlemas sektsioonis 0,5 mmPb kaitse
- ✓ Piduritega rattad
- ✓ Ideaalne kohtades, kus allatõmmatav kaitse ei ole kasutatav

Lauaalused kaitsepõlled

Laua alla paigutatavad kaitsearmid vähendavad protseduuride teostajate kiirguskoormust. Need tarnitakse koos eemaldatava patsiendi kehalt hajuva kiirguse eest kaitsva ülemise sirmiga. Plastikuga kaetud kummeeritud pliisirm pakub paindlikke lahendusi protseduuri teostaja kaitseks.



Lauaalused kaitsepõlled

- ✓ Painduv laua alla kinnitatav plastikkattega pliikummist – 0.5mmPb sirm
- ✓ Kinnitatud kergesti eemaldatavale toele
- ✓ Suurust on võimalik muuta kummiribadega
- ✓ Eemaldatav ülemine sirm patsiendi kehalt hajuva kiirguse kaitseks
- ✓ Mõõdud:
 - Alumine sirm – L63cm x K75cm
 - Ülemine sirm – L63cm x K22,5cm

Intensiivravi kaitsekardinad

Kaitsvad röntgenkardinad kaitsevad personali, patsiente jt lähedalviibijaid. Kui Te kardinaid ei kasuta, on need võimalik kinni siduda.



Kaitsekardinad

- ✓ Individuaalsed lahendused
- ✓ Kardina standardpikkus 200 cm
- ✓ Töökindel riputuspuu vastavalt kardina raskusele
võimadab kardinat hõlpsalt avada ja sulgeda
- ✓ Lakke kinnitav tugikonstruktsioon (mudel XC01)
- ✓ Volditav lahendus võimaldab kardinaid hoida seina
juures (mudel FXC01)
- ✓ Aasadega riputatav
- ✓ PU kattega materjal, pliikate siseküljel
- ✓ Värvivalik

Röntgenkaitsega juhtboks

Röntgenkiirguse eest kaitsvad boksid pakuvad kasutajale ohutu protseduuride jälgimiskoha. Kabiinid on ehitatud hõlpsalt puhastatavatest pliipaneelidest, mille mõlemad küljel on vaateavad. Läbipaistvast klaasist paneelid on tervikuna kaetud ideaalselt steriilsesse keskkonda sobiva hügieenilise termoplastist kattega. Kokkupanduna ei vaja süsteem mingit toestamist.



Juhtboks

- ✓ Hügieeniline termoplastist steriilsesse keskkonda
sobiv kate
- ✓ Lahendus muudetav vastavalt vajadusele
- ✓ Läbipaistvate paneelidega panoraamvaateala
- ✓ Vajadusel on boksi võimalik paigaldada tööjaam
- ✓ Värvivalik

Teised AmRay brošüürid:



Lisateabe ja nõuannete saamiseks nii selles brošüüris kirjeldatud kui muude Amray toodete kohta võtke palun meiega ühendust aadressil

Ireland

Amray Medical
Unit 9-10 Greenhills Industrial Village
Drogheda
Co Louth
Ireland

Tel: +353 (0) 41 98 36716
Faks: +353 (0) 419839098
E-post: info@amray.eu
www.amray.eu

Gulf

Amray
PO BOX 119970
Dubai
United Arab Emirates

Tel: +971 4 429 8244
Mobiil: +971 50 396 2051
E-post: info@amray.eu
www.amray.eu

France

Amray SARL
ZI Athella II
145 Impasser du Serpolet
13704 La Ciotat Cedex
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 49
Faks: +33 (0) 04 42 73 10 03
E-post: info@amray.fr
www.amray.eu

Jälgige meid:



www.facebook.com/AmRay



[linkedin.com/company/AmRay](https://www.linkedin.com/company/AmRay)



[@amray-medical](https://twitter.com/amray-medical)